

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-psf03-walcowaty-z-zwezajacym-sie-koncem-z-bardzo-drobnym-pojedynczym-nacieciem-zolty-pasek-p-376.html>



Frez węglkowy PSF03 walcowaty z zwężającym się końcem z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PSF

Opis produktu

Frez węglkowy PSF03 walcowaty z zwężającym się końcem z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek) to narzędzie do precyzyjnej obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Końcowe wygładzanie metalu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne pojedyncze (żółty pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zwężającym się końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 16,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do końcowego wygładzania metalu