

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-psf04-stozkowy-z-bardzo-drobnym-pojedynczym-nacieciem-zolty-pasek-p-377.html>



## Frez węglkowy PSF04 stożkowy z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>43,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>PSF04</b>    |

### Opis produktu

**Frez węglkowy PSF04 stożkowy z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek)** to narzędzie do precyzyjnej obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

#### Zastosowanie:

- ✓ Końcowe wygładzanie metalu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne pojedyncze (żółty pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 14,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do końcowego wygładzania metalu