

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sc001-z-bardzo-grubym-krzyzowym-nacieciem-czarny-pasek-walcowy-z-zaokraglonym-koncem-p-292.html>



Frez węglkowy SC001 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – walcowy z zaokrąglonym końcem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	SC001

Opis produktu

Frez węglkowy SC001 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – kształt walcowy z zaokrąglonym końcem.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii przeznaczonej do najbardziej **agresywnej obróbki**, charakteryzujący się **bardzo grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie czarnym paskiem). Frez ten jest stworzony do **maksymalnie szybkiego usuwania dużej ilości materiału** w fazie wstępnej. Kształt **walca z zaokrąglonym końcem** o **średnicy roboczej 6,0 mm** i **długości roboczej 12,5 mm** w połączeniu z bardzo grubym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Ekstremalnie szybkiej redukcji** grubych nadmiarów gipsu i twardych mas.
- **Obróbki dużych, płaskich i równych powierzchni** oraz konturowania prostych krawędzi.
- **Surowego modelowania** mas osłonowych i podścielających.

Frez SC001 jest **najbardziej wydajny** w fazie wstępnej, gdzie siła i tempo usuwania materiału są priorytetem. Wymaga stabilnej kontroli ze względu na intensywność działania.

☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Ekstremalnie szybka obróbka gipsu
- ✓ Redukcja dużych nadmiarów twardych materiałów
- ✓ Surowa obróbka wstępna, bez potrzeby precyzji
- ✓ Frezowanie płaskich powierzchni i prostych konturów

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: SC001
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, bardzo grube**
- ☐ Kolor paska **czarny**
- ☐ Kształt: Walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 12,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm