

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sc002-z-bardzo-grubym-krzyzowym-nacieciem-czarny-pasek-stozkowy-p-293.html>



Frez węglkowy SC002 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	SC002

Opis produktu

Frez węglkowy SC002 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii przeznaczonej do najbardziej **agresywnej obróbki**, charakteryzujący się **bardzo grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie czarnym paskiem). Frez ten jest stworzony do **maksymalnie szybkiego usuwania dużej ilości materiału** w fazie wstępnej. Kształt **stożka** o **średnicy roboczej 7,0 mm** i **długości roboczej 15,0 mm** w połączeniu z bardzo grubym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Ekstremalnie szybkiej redukcji** grubych nadmiarów gipsu i twardych mas.
- **Agresywnego fazowania i konturowania** dużych obszarów.
- **Surowego modelowania** i usuwania twardego materiału ze ścianek form.

Frez SC002 jest **najbardziej wydajny** w fazie wstępnej, gdzie siła i tempo usuwania materiału są priorytetem, a duża średnica zwiększa efektywność na szerokich powierzchniach.

☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Ekstremalnie szybka obróbka gipsu
- ✓ Redukcja dużych nadmiarów twardych materiałów
- ✓ Surowa obróbka wstępna, bez potrzeby precyzji
- ✓ Agresywne konturowanie i fazowanie

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: SC002
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, bardzo grube**
- ☐ Kolor paska **czarny**
- ☐ Kształt: Stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 7,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 15,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm