

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sc003-z-bardzo-grubym-krzyzowym-nacieciem-czarny-pasek-wypukly-z-zaokraglonym-czubkiem-p-294.html>



Frez węglkowy SC003 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – wypukły z zaokrąglonym czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	SC003

Opis produktu

Frez węglkowy SC003 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – kształt wypukły z zaokrąglonym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii przeznaczonej do najbardziej **agresywnej obróbki**, charakteryzujący się **bardzo grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie czarnym paskiem). Frez ten jest stworzony do **maksymalnie szybkiego usuwania dużej ilości materiału** w fazie wstępnej. Kształt **wypukły z zaokrąglonym czubkiem** o **średnicy roboczej 6,0 mm i długości roboczej 15,0 mm** w połączeniu z bardzo grubym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Ekstremalnie szybkiej redukcji** grubych nadmiarów gipsu i twardych mas.
- **Agresywnego wstępnego formowania** szerokich, kulistych i anatomicznych konturów protez.
- **Obróbki dużych, wypukłych powierzchni** z naciskiem na tempo pracy.

Frez SC003 jest **najbardziej wydajny** do wstępnego modelowania dużych krzywizn. Wymaga stabilnej kontroli ze względu na intensywność działania.

☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Ekstremalnie szybka obróbka gipsu
- ✓ Redukcja dużych nadmiarów twardych materiałów
- ✓ Surowa obróbka wstępna, bez potrzeby precyzji
- ✓ Frezowanie wypukłych, zaokrąglonych konturów

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: SC003
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, bardzo grube**
- ☐ Kolor paska **czarny**
- ☐ Kształt: Wypukły z zaokrąglonym czubkiem (soczewkowy)
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 15,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm