

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sc004-z-bardzo-grubym-krzyzowym-nacieciem-czarny-pasek-wypukly-ze-zwezajaca-sie-koncowka-p-295.html>



Frez węglkowy SC004 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – wypukły ze zwężającą się końcówką

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	SC004

Opis produktu

Frez węglkowy SC004 z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarny pasek) – kształt wypukły ze zwężającą się końcówką.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii przeznaczonej do najbardziej **agresywnej obróbki**, charakteryzujący się **bardzo grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie czarnym paskiem). Frez ten jest stworzony do **maksymalnie szybkiego usuwania dużej ilości materiału** w fazie wstępnej. Kształt **wypukły** (soczewkowy) przechodzący w **zwężającą się, chudą końcówkę** o **średnicy roboczej 6,0 mm i długości roboczej 14,5 mm** sprawia, że jest idealny do:

- **Ekstremalnie szybkiej redukcji** grubych nadmiarów gipsu na dużych i zakrzywionych powierzchniach.
- **Agresywnego modelowania** konturów, linii granicznych i przejść, dzięki zwężającej się końcówce.
- **Surowej obróbki wstępnej**, gdzie konieczne jest dotarcie do detali z maksymalną siłą cięcia.

Frez SC004 jest **najbardziej wydajny** do wstępnego modelowania dużych krzywizn i agresywnego konturowania.

☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Ekstremalnie szybka obróbka gipsu
- ✓ Redukcja dużych nadmiarów twardych materiałów
- ✓ Surowa obróbka wstępna, bez potrzeby precyzji
- ✓ Frezowanie wypukłych konturów i detali

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: SC004
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, bardzo grube**
- ☐ Kolor paska **czarny**
- ☐ Kształt: Wypukły ze zwężającą się końcówką (wypukły z chudym czubkiem)
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm