

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-se001-z-wzdłużnym-krzyżowym-nacieciem-czarny-pasek-p-403.html>



## Frez węglkowy SE001 z wzdłużnym krzyżowym nacieciem (czarny pasek)

Cena

**43,00 zł**

### Opis produktu

**Frez węglkowy SE001** z wzdłużnym krzyżowym nacieciem (czarny pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez węglkowy SE001** to specjalistyczne narzędzie tnące o unikalnej geometrii rowków, które krzyżują się wzdłuż osi narzędzia. Dzięki zastosowaniu wzdłużnego naciecia (oznaczonego czarnym paskiem), frez ten gwarantuje wyjątkową stabilność i maksymalną wydajność podczas pracy z wymagającymi materiałami. Specjalna konstrukcja pozwala na płynne prowadzenie narzędzia bez efektu szarpania, co jest kluczowe przy precyzyjnym modelowaniu konstrukcji metalowych.

Kształt stożkowy modelu SE001 umożliwia dotarcie do trudniej dostępnych miejsc, zapewniając jednocześnie doskonałą kontrolę kierunku pracy. Jest to niezastąpiony **frez do metalu** w pracowniach techniki dentystycznej, dedykowany do intensywnej eksploatacji przy obróbce mostów protetycznych oraz szkieletów koron.

#### Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i pośrednia obróbka metalu
- ✓ Korekta i dopasowanie mostów protetycznych
- ✓ Modelowanie konstrukcji metalowych
- ✓ Usuwanie naddatków z trudno dostępnych miejsc
- ✓ Prace wymagające dużej siły cięcia przy zachowaniu stabilności

#### Specyfikacja:

- ☐ Naciecie: wzdłużne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czarny
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm