


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-se002-z-wzdłużnym-krzyżowym-nacieciem-czarny-pasek-p-404.html>



Frez węglkowy SE002 z wzdłużnym krzyżowym nacieciem (czarny pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	SE002

Opis produktu

Frez węglkowy SE002 z wzdłużnym krzyżowym nacieciem (czarny pasek) – kształt walcowy z zaokrąglonym końcem.

Specjalistyczny **frez węglkowy SE002** to zaawansowane narzędzie laboratoryjne, charakteryzujące się unikalną geometrią rowków krzyżujących się wzdłuż osi frezu. Oznaczenie czarnym paskiem sygnalizuje naciecie wzdłużne, które zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej stabilności i kontroli kierunku pracy. Dzięki tej technologii, ten **frez dentystyczny** umożliwi wydajne cięcie metalu zgodnie z konturem konstrukcji, eliminując niepożądany efekt szarpania materiału.

Model SE002 o kształcie walcowym z zaokrąglonym końcem jest wyjątkowo wszechstronny. Pozwala na bezpieczną i precyzyjną obróbkę mostów oraz konstrukcji szkieletowych, docierając do miejsc wymagających łagodnego wykończenia krawędzi. Wykonany z wysokiej jakości węgla spiekanego, gwarantuje długotrwałą ostrość i odporność na obciążenia podczas pracy z twardymi stopami metali.

Zastosowanie:

- ✓ Efektywna obróbka metalu
- ✓ Korekta i dopasowanie mostów protetycznych
- ✓ Modelowanie konstrukcji metalowych
- ✓ Wygładzanie przejść i konturowanie powierzchni konstrukcji
- ✓ Usuwanie naddatków w technice dentystycznej i protetyce

Specyfikacja:

- ☐ Naciecie: wzdłużne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czarny
- ☐ Kształt: walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm (standardowy)