


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-se003-z-wzdłużnym-krzyżowym-nacieciem-czarny-pasek-p-405.html>



Frez węglkowy SE003 z wzdłużnym krzyżowym nacieciem (czarny pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	SE003

Opis produktu

Frez węglkowy SE003 z wzdłużnym krzyżowym nacieciem (czarny pasek) – kształt walcowy ze zwężającym się końcem.

Specjalistyczny frez węglkowy SE003 to zaawansowane narzędzie laboratoryjne, które dzięki geometrii rowków krzyżujących się wzdłuż osi instrumentu, oferuje najwyższy poziom kontroli nad kierunkiem pracy. Oznaczenie czarnym paskiem wskazuje na naciecie wzdłużne, eliminujące efekt "szarpania" i pozwalające na płynne prowadzenie frezu po konturach twardych stopów metali. Jest to kluczowe narzędzie wszędzie tam, gdzie liczy się stabilność i czystość cięcia.

Model SE003 wyróżnia się kształtem walca ze zwężającym się końcem, co czyni go idealnym wyborem do precyzyjnej obróbki detali oraz docierania do zagłębień w mostach i konstrukcjach szkieletowych. Wykonanie z wysokiej jakości węgla spiekane zapewnia wyjątkową odporność na zużycie oraz minimalne wytwarzanie ciepła podczas intensywnej pracy protetycznej.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna i stabilna obróbka metalu
- ✓ Modelowanie detali w mostach i koronach
- ✓ Opracowywanie wąskich przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych
- ✓ Konturowanie i wygładzanie krawędzi elementów metalowych
- ✓ Wydajne usuwanie nadatków w laboratoriach techniki dentystycznej

Specyfikacja:

- ☐ Naciecie: wzdłużne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czarny
- ☐ Kształt: walcowy ze zwężającym się końcem
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm