

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sf002-z-drobnym-poprzecznym-nacieciem-czerwony-pasek-p-386.html>



Frez węglkowy SF002 z drobnym poprzecznym nacięciem (czerwony pasek)

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 43,00 zł |
| Numer katalogowy | SF002 |

Opis produktu

Frez węglkowy SF002 wypukły z chudym czubkiem z drobnym poprzecznym nacięciem (czerwony pasek) to wszechstronne narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie zapewnia stabilne, równomierne cięcie i efektywne usuwanie materiału, jednocześnie zapobiegając zaklejaniu frezu.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Obróbka metali, w tym tytanu
- ✓ Modelowanie powierzchni z kontrolowanym zdejmowaniem materiału

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: drobne poprzeczne (czerwony pasek)
- ☐ Kształt: wypukły z chudym czubkiem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 6,0 mm, długość części roboczej 14,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki akrylu, elastycznych materiałów i metali (w tym tytanu)