

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sf006-z-drobnym-poprzecznym-nacieciem-czerwony-pasek-p-390.html>



Frez węglkowy SF006 z drobnym poprzecznym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	SF006
------------------	--------------

Opis produktu

Frez węglkowy SF006 walcowaty z zaokrąglonym końcem z drobnym poprzecznym nacięciem (czerwony pasek)

to wszechstronne narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie zapewnia stabilne, równomierne cięcie i efektywne usuwanie materiału, jednocześnie zapobiegając zaklejaniu frezu.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Obróbka metali, w tym tytanu
- ✓ Modelowanie powierzchni z kontrolowanym zdejmowaniem materiału

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: drobne poprzeczne (czerwony pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zaokrąglonym końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 10,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki akrylu, elastycznych materiałów i metali (w tym tytanu)