

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sf011-z-drobnym-poprzecznym-nacieciem-czerwony-pasek-p-395.html>



## Frez węglkowy SF011 z drobnym poprzecznym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	<b>43,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SF011</b>

### Opis produktu

**Frez węglkowy SF011 odwróconej gruszki z drobnym poprzecznym nacięciem (czerwony pasek)** to wszechstronne narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie zapewnia stabilne, równomierne cięcie i efektywne usuwanie materiału, jednocześnie zapobiegając zaklejaniu frezu.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Obróbka metali, w tym tytanu
- ✓ Modelowanie powierzchni z kontrolowanym zdejmowaniem materiału

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: drobne poprzeczne (czerwony pasek)
- ☐ Kształt: odwróconej gruszki
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 5,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki akrylu, elastycznych materiałów i metali (w tym tytanu)