

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sm002-z-srednim-poprzecznym-nacieciem-niebieski-pasek-p-397.html>



Frez węglkowy SM002 z średnim poprzecznym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	SM002

Opis produktu

Frez węglkowy SM002 stożkowy z średnim poprzecznym nacięciem (niebieski pasek) to wysokowydajne narzędzie do intensywnej obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie o średniej agresywności gwarantuje szybkie usuwanie materiału przy zachowaniu kontroli i zapobieganiu zaklejaniu frezu.

Zastosowanie:

- ✓ Szybka obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Szybka obróbka akrylu
- ✓ Modelowanie dużych powierzchni z wysoką efektywnością

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: średnie poprzeczne (niebieski pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 6,0 mm, długość części roboczej 12,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do szybkiej i efektywnej obróbki elastycznych materiałów oraz akrylu