

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-sm006-z-srednim-poprzecznym-nacieciem-niebieski-pasek-p-401.html>



Frez węglkowy SM006 z średnim poprzecznym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	SM006

Opis produktu

Frez węglkowy SM006 odwróconej gruszki z średnim poprzecznym nacięciem (niebieski pasek) to wysokowydajne narzędzie do intensywnej obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie o średniej agresywności gwarantuje szybkie usuwanie materiału przy zachowaniu kontroli i zapobieganiu zaklejaniu frezu.

Zastosowanie:

- ✓ Szybka obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Szybka obróbka akrylu
- ✓ Modelowanie dużych powierzchni z wysoką efektywnością

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: średnie poprzeczne (niebieski pasek)
- ☐ Kształt: odwróconej gruszki
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 4,0 mm, długość części roboczej 9,2 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do szybkiej i efektywnej obróbki elastycznych materiałów oraz akrylu