

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-ssf03-walcowaty-z-zaokrąglonym-czubkiem-z-bardzo-drobnym-poprzecznym-nacieciami-zolty-pasek-p-381.html>



## Frez węglkowy SSF03 walcowaty z zaokrąglonym czubkiem z bardzo drobnym poprzecznym nacięciem (żółty pasek)

Cena	<b>43,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SSF03</b>

### Opis produktu

**Frez węglkowy SSF03 walcowaty z zaokrąglonym czubkiem z bardzo drobnym poprzecznym nacięciem (żółty pasek)** to precyzyjne narzędzie do delikatnej obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie zapewnia stabilne, równomierne cięcie i efektywne usuwanie materiału, jednocześnie zapobiegając zaklejaniu frezu.

#### Zastosowanie:

- ✓ Delikatna obróbka metalu
- ✓ Delikatna obróbka akrylu
- ✓ Delikatna obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Modelowanie powierzchni z kontrolowanym zdejmowaniem materiału

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węglak spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne poprzeczne (żółty pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zaokrąglonym czubkiem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 8,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do delikatnej obróbki metalu, akrylu i elastycznych materiałów