

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-ssf06-z-bardzo-drobnym-poprzecznym-nacieciem-zolty-pasek-p-384.html>



Frez węglkowy SSF06 z bardzo drobnym poprzecznym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	SSF06
------------------	--------------

Opis produktu

Frez węglkowy SSF06 stożkowy z bardzo drobnym poprzecznym nacięciem (żółty pasek) to precyzyjne narzędzie do delikatnej obróbki w technice dentystycznej. Poprzeczne nacięcie zapewnia stabilne, równomierne cięcie i efektywne usuwanie materiału, jednocześnie zapobiegając zaklejaniu frezu.

Zastosowanie:

- ✓ Delikatna obróbka metalu
- ✓ Delikatna obróbka akrylu
- ✓ Delikatna obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Modelowanie powierzchni z kontrolowanym zdejmowaniem materiału

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne poprzeczne (żółty pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 8,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do delikatnej obróbki metalu, akrylu i elastycznych materiałów