

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf001-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciami-zolty-pasek-p-10.html>



## Frez węglkowy VF001 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	<b>43,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>VF001</b>

### Opis produktu

#### **Frez węglkowy VF001 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem.**

Kształt walcowy z zaokrąglonym końcem zapewnia płynne i delikatne prowadzenie bez ryzyka zarysowań.

Przeznaczony do końcowego wygładzania metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych. Idealny do wykańczania powierzchni protetycznych tam, gdzie liczy się estetyka i precyzja.

#### **Zastosowanie:**

- Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Delikatna obróbka cyrkonu i tworzyw miękkich
- Wykończenie detali protetycznych

#### **Parametry techniczne:**

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 12,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm