

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf002-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-11.html>



Frez węglkowy VF002 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF002

Opis produktu

Frez węglkowy VF002 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem. Przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i materiałów elastycznych. Forma walcowa z płaskim końcem umożliwia precyzyjne prowadzenie po powierzchni bez ryzyka uszkodzeń.

☐ **Zastosowanie:**

- Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Delikatna obróbka cyrkonu i tworzyw elastycznych
- Estetyczne wykończenie powierzchni protetycznych

☐ **Nacięcie:** bardzo drobne, krzyżowe

☐ **Kolor paska:** żółty

☐ **Kształt roboczy:** walcowy z płaskim końcem

☐ **Średnica robocza:** 6,0 mm

☐ **Długość robocza:** 12,5 mm

☐ **Trzpień:** 2,35 mm