

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf003-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-12.html>



Frez węglkowy VF003 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena **43,00 zł**

Numer katalogowy **VF003**

Opis produktu

Frez węglkowy **VF003 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek).**

Przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych.

Stożkowy kształt z delikatnie zaokrąglonym końcem umożliwia precyzyjne prowadzenie w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- ✓ Delikatna obróbka cyrkonu i tworzyw elastycznych
- ✓ Estetyczne wykończenie powierzchni

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: stożkowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm