

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf004-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-13.html>



Frez węglkowy VF004 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF004

Opis produktu

Frez węglkowy **VF004 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek).**

Przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych.

Kształt stożkowy z zaokrąglonym końcem zapewnia dobrą widoczność i łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc.

☐ **Zastosowanie:**

- Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Delikatna obróbka cyrkonu i materiałów elastycznych
- Estetyczne wykończenie powierzchni

☐☐ **Nacięcie:** bardzo drobne, krzyżowe

☐☐ **Kolor paska:** żółty

☐☐ **Średnica robocza:** 6,0 mm

☐☐ **Długość robocza:** 12,0 mm

☐☐ **Trzpień:** 2,35 mm