

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf005-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-14.html>



Frez węglkowy VF005 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF005

Opis produktu

Frez węglkowy **VF005 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**.

Przeznaczony do końcowego wygładzania metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych.

Kształt stożkowy umożliwia precyzyjną obróbkę w trudno dostępnych miejscach, a zaokrąglony wierzchołek zapewnia łagodne prowadzenie bez ryzyka zarysowań.

Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Delikatna obróbka cyrkonu i materiałów elastycznych
- Estetyczne wykończenie powierzchni protetycznych

Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe

Kolor paska: żółty

Kształt: stożkowy z zaokrąglonym końcem

Średnica robocza: 4,5 mm

Długość robocza: 14,0 mm

Trzpień: 2,35 mm