

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf007-stozkowy-waski-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-16.html>



Frez węglkowy VF007 stożkowy wąski z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF007

Opis produktu

Frez węglkowy **VF007 stożkowy wąski z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**.

Zaprojektowany do delikatnej obróbki i wykończenia powierzchni metalowych, cyrkonowych i elastycznych materiałów.

Smukły kształt stożkowy umożliwia precyzyjną pracę w miejscach trudno dostępnych, szczególnie przy wykańczaniu prac protetycznych.

Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Precyzyjna obróbka cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych
- Wykończenia przy pracach protetycznych

Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe

Kolor paska: żółty

Kształt: stożkowy wąski

Średnica robocza: 4,0 mm

Długość robocza: 14,0 mm

Trzpień: 2,35 mm