

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf008-stozkowy-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-17.html>



Frez węglkowy VF008 stożkowy z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF008

Opis produktu

Frez węglkowy **VF008 stożkowy bardzo wąski z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**. Idealny do precyzyjnej obróbki delikatnych i trudno dostępnych powierzchni.

Niewielka średnica oraz smukły stożkowy kształt pozwalają na dokładne wykańczanie detali przy pracach protetycznych i obróbce elastycznych materiałów.

☐ **Zastosowanie:**

- Precyzyjne wygładzanie metalu i cyrkonu
- Obróbka akrylu i tworzyw elastycznych w trudno dostępnych miejscach
- Estetyczne wykończenia powierzchni protetycznych

☐ **Nacięcie:** bardzo drobne, krzyżowe

☐ **Kolor paska:** żółty

☐ **Kształt:** stożkowy bardzo wąski

☐ **Średnica robocza:** 3,1 mm

☐ **Długość robocza:** 11,5 mm

☐ **Trzpień:** 2,35 mm