

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf009-stozkowy-dlugi-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-18.html>



Frez węglkowy VF009 stożkowy długi z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF009

Opis produktu

Frez węglkowy **VF009 stożkowy długi z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**. Doskonali do dokładnej obróbki dużych powierzchni i zagłębień w protetyce stomatologicznej.

Dłuższa część robocza umożliwia swobodny dostęp do trudno dostępnych miejsc i wygodne wygładzanie materiałów technicznych oraz protetycznych.

☐ **Zastosowanie:**

- Wygładzanie metalu, cyrkonu, akrylu
- Obróbka elastycznych tworzyw
- Wykańczanie prac protetycznych i ortodontycznych

☐ **Nacięcie:** bardzo drobne, krzyżowe

☐ **Kolor paska:** żółty

☐ **Kształt:** stożkowy długi

☐ **Średnica robocza:** 6,0 mm

☐ **Długość robocza:** 14,5 mm

☐ **Trzpień:** 2,35 mm