

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf010-wypukly-bardzo-drobne-krzyzowe-naciecie-zolty-pasek-p-19.html>



Frez węglkowy VF010 wypukły bardzo drobne krzyżowe nacięcie (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF010

Opis produktu

Frez węglkowy **VF010 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek).**

Przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych.

Wypukły podłużny kształt zapewnia delikatne prowadzenie po zaokrąglonych i trudno dostępnych obszarach, bez ryzyka przetarć.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- ✓ Delikatna obróbka cyrkonu i materiałów miękkich
- ✓ Estetyczne wykończenie powierzchni

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: wypukły podłużny
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 12,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm