

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf101-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-23.html>



Frez węglkowy VF101 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF101

Opis produktu

Frez węglkowy **VF101 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**.

Przeznaczony do precyzyjnego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych. Długi cylindryczny kształt z zaokrąglonym końcem umożliwia skuteczne modelowanie dużych powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie powierzchni metalu przed polerowaniem
- ✓ Delikatna obróbka akrylu, cyrkonu i tworzyw miękkich
- ✓ Ostateczne wykończenie prac protetycznych

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: cylindryczny z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 16,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm – pasuje do większości mikrosiłników