

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf102-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciami-zolty-pasek-p-24.html>



Frez węglkowy VF102 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF102

Opis produktu

Frez węglkowy **VF102 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek).**

Przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych.

Kształt walcowy ze zwężającym się czubkiem zapewnia doskonałą precyzję i lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- ✓ Obróbka cyrkonu i tworzyw elastycznych
- ✓ Precyzyjne wykończenie powierzchni protetycznych

Specyfikacja:

- Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- Kolor paska: żółty
- Kształt: walcowy ze zwężającym się czubkiem
- Średnica robocza: 2,3 mm
- Długość robocza: 16,0 mm
- Trzpień: 2,35 mm