

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf103-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-25.html>



Frez węglkowy VF103 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF103

Opis produktu

Frez węglkowy **VF103 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**.

Przeznaczony do wygładzania i wykańczania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu oraz tworzyw elastycznych. Kształt walcowy zapewnia równomierną obróbkę na całej długości roboczej i dobrą kontrolę podczas pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne wygładzanie metalu i tworzyw sztucznych
- ✓ Obróbka powierzchni protetycznych przed polerowaniem
- ✓ Ostateczne wykończenie elementów z cyrkonu i akrylu

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: walcowy
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 16,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm