

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf104-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-26.html>



Frez węglkowy VF104 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF104

Opis produktu

Frez węglkowy **VF104 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**.

Przeznaczony do precyzyjnego wygładzania i modelowania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu oraz tworzyw elastycznych. Dzięki stożkowemu kształtowi z okrągłym zakończeniem idealnie sprawdza się przy obróbce detali oraz w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne wygładzanie powierzchni
- ✓ Ostateczna obróbka krawędzi i detali
- ✓ Praca w wąskich przestrzeniach protetycznych

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: stożkowy, okrągło zakończony
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm