

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf105-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-27.html>



Frez węglkowy VF105 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF105

Opis produktu

Frez węglkowy **VF105 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)**.

Przeznaczony do precyzyjnej obróbki wykończeniowej metalu, akrylu, cyrkonu oraz materiałów elastycznych.

Dzięki wydłużonemu stożkowemu kształtowi z ostrym czubkiem umożliwia dokładne dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak rowki, szczeliny czy detale w pracach protetycznych.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie powierzchni protetycznych
- ✓ Praca w głębokich i wąskich przestrzeniach
- ✓ Wykańczanie detali i krawędzi

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: stożkowy, ostro zakończony
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 17,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm – pasuje do większości mikrosilników