

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf106-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-28.html>



Frez węglkowy VF106 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF106

Opis produktu

Frez węglkowy **VF106 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem.**

Przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw elastycznych.

Walcowy kształt z zaokrąglonym końcem zapewnia gładkie prowadzenie po powierzchni bez ryzyka uszkodzenia krawędzi. Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie:

- Wygładzanie powierzchni metalowych przed polerowaniem
- Delikatna obróbka cyrkonu, akrylu i tworzyw miękkich
- Estetyczne wykończenie powierzchni w technice protetycznej

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐ Kształt: walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Trzpień: 2,35 mm