

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf109-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-31.html>



Frez węglkowy VF109 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF109

Opis produktu

Frez węglkowy **VF109 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem.**

Przeznaczony do delikatnego i precyzyjnego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu oraz tworzyw miękkich i elastycznych.

Wydłużona, chuda forma stożkowa z zaokrąglonym końcem idealnie nadaje się do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz do wykończenia protetycznego.

Zastosowanie:

- Precyzyjne wygładzanie metalu i cyrkonu
- Końcowa obróbka akrylu i tworzyw elastycznych
- Estetyczne wykończenie powierzchni w technice dentystycznej

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐ Kształt: stożkowy, chudy, z zaokrąglonym końcem
- ☐ Trzpień: 2,35 mm