

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf110-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-32.html>



Frez węglkowy VF110 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF110

Opis produktu

Frez węglkowy **VF110 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem.**

Stosowany do precyzyjnego wygładzania oraz wykończenia powierzchni protetycznych z metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw miękkich.

Specyficzny kształt gruszki odwróconej ułatwia pracę w anatomicznych zagłębieniach i podcięciach.

Zastosowanie:

- Delikatne wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Obróbka końcowa cyrkonu i tworzyw elastycznych
- Praca w trudno dostępnych miejscach

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Średnica robocza: 2,9 mm
- ☐ Długość robocza: 5,0 mm
- ☐ Kształt: gruszka odwrócona
- ☐ Trzpień: 2,35 mm