

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf111-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-34.html>



Frez węglkowy VF111 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF111

Opis produktu

Frez węglkowy **VF111 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem.**

Specjalnie zaprojektowany do pracy w zagłębieniach i przy brzegach prac protetycznych.

Kształt gruszki odwróconej zapewnia optymalne prowadzenie frezu i skuteczne wygładzanie powierzchni.

Zastosowanie:

- Końcowe wygładzanie metalu i akrylu
- Delikatna obróbka cyrkonu i tworzyw miękkich
- Praca w podcięciach i trudno dostępnych miejscach

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 5,0 mm
- ☐ Kształt: gruszka odwrócona
- ☐ Trzpień: 2,35 mm