

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf112-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-35.html>



Frez węglkowy VF112 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	VF112
------------------	--------------

Opis produktu

Frez węglkowy **VF112 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem**.

Kształt ostry płomyk umożliwia łatwy dostęp do wąskich przestrzeni oraz precyzyjne modelowanie detali. Idealny do wygładzania i estetycznego wykończenia powierzchni w protetyce dentystycznej.

Zastosowanie:

- Precyzyjne wygładzanie metalu i cyrkonu
- Obróbka akrylu i tworzyw elastycznych
- Praca w trudno dostępnych miejscach
- Korekta konturów i modelowanie

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 7,0 mm
- ☐ Kształt: ostry płomyk
- ☐ Trzpień: 2,35 mm