

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf114-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-37.html>



Frez węglkowy VF114 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF114

Opis produktu

Frez węglkowy **VF114 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem.**

Przeznaczony do precyzyjnego wygładzania powierzchni metalu, cyrkonu, akrylu oraz elastycznych tworzyw w protetyce. Owalny kształt pozwala na łagodne przejścia i estetyczne wykończenia w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu przed polerowaniem
- Obróbka cyrkonu i tworzyw miękkich
- Wykończenie koron, mostów i protez

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 5,4 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm
- ☐ Kształt: owalny