

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf115-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-38.html>



Frez węglkowy VF115 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	VF115
------------------	--------------

Opis produktu

Frez węglkowy **VF115 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem i żółtym paskiem**.

Przeznaczony do delikatnego opracowywania powierzchni, korekt detali oraz wykańczania konstrukcji z metalu, cyrkonu, akrylu i tworzyw miękkich.

Dzięki wypukłemu kształtowi doskonale sprawdza się w precyzyjnych pracach protetycznych.

Zastosowanie:

- Opracowanie detali i korekty powierzchni
- Wykończenie koron i mostów
- Prace w metalu, cyrkonie, akrylu i tworzywach miękkich

Parametry:

- ☐ Nacięcie: bardzo drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: żółty
- ☐ Kształt: mały wypukły
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 4,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm