

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf116-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciem-zolty-pasek-p-39.html>



## Frez węglkowy VF116 z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>43,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>VF116</b>    |

### Opis produktu

Profesjonalny frez protetyczny z węgla spiekanego o małym owalnym kształcie, wyposażony w bardzo drobne krzyżowe nacięcie (oznaczenie żółtym paskiem). Idealny do dokładnego opracowywania trudno dostępnych powierzchni oraz wygładzania krawędzi i detali. Nadaje się do pracy z twardymi materiałami, takimi jak cyrkon, stopy metali czy kompozyty.

#### Zastosowanie:

- Precyzyjna obróbka uzupełnień protetycznych
- Wygładzanie krawędzi koron i mostów
- Praca z cyrkonem, metalem

#### Specyfikacja techniczna:

- Kształt: owalny, mały
- Rodzaj nacięcia: bardzo drobne krzyżowe (żółty pasek)
- Średnica robocza: 1,4 mm
- Długość robocza: 3,1 mm
- Trzpień: 2,35 mm