

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf201-z-diamentowym-spiralnym-nacieciem-czerwony-pasek-p-40.html>



Frez węglkowy VF201 z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępność - 3 dni
------------	---------------------------

Opis produktu

Frez węglkowy **VF201 stożkowy z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)**.

Przeznaczony do precyzyjnej, delikatnej obróbki powierzchni wymagających wysokiej estetyki, takich jak metal, cyrkon.

Spiralna struktura nacięć wykonana w technologii "diamentowej" zapewnia płynne, kontrolowane cięcie przy minimalnym oporze.

Efekt jest porównywalny z frezami krzyżowymi z żółtym paskiem — powierzchnia pozostaje czysta, satynowa, bez ostrych krawędzi.

☐ Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu i cyrkonu
- Powierzchnie wymagające wysokiej estetyki

☐☐ Nacięcie: "diamentowe" spiralne

☐☐ Kolor paska: czerwony

☐☐ Kształt: stożkowy szeroki z zaokrąglonym końcem

☐☐ Średnica robocza: 4,5 mm

☐☐ Długość robocza: 14,0 mm

☐☐ Trzpień: 2,35 mm