

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf202-z-diamentowym-spiralnym-nacieciem-czerwony-pasek-p-41.html>



Frez węglkowy VF202 z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	VF202

Opis produktu

Frez węglkowy **VF202 wałkowy z zaokrąglonym końcem z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)**. Przeznaczony do precyzyjnego wygładzania i modelowania powierzchni metalowych, i z cyrkonu.

Spiralna struktura mikro-nacięć wykonana w technologii "diamentowej" zapewnia płynne, kontrolowane cięcie przy minimalnym oporze.

Efekt porównywalny z frezami krzyżowymi z żółtym paskiem — powierzchnia pozostaje czysta, satynowa, bez ostrych krawędzi.

☐ Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu i cyrkonu
- Wykończenia estetyczne bez ryzyka uszkodzenia materiału

☐ Nacięcie: spiralne, "diamentowe"

☐ Kolor paska: czerwony

☐ Kształt: wałkowy z zaokrąglonym końcem

☐ Średnica robocza: 2,3 mm

☐ Długość robocza: 16,0 mm

☐ Trzpień: 2,35 mm