

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf204-z-diamentowym-spiralnym-nacieciem-czerwony-pasek-p-43.html>



Frez węglkowy VF204 z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF204

Opis produktu

Frez węglkowy **VF204 stożkowy z zaokrąglonym końcem z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)**.

Wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do precyzyjnej, delikatnej obróbki powierzchni metalowych i cyrkonowych.

Spiralne mikro-nacięcia wykonane w technologii „diamentowej” zapewniają płynne cięcie przy minimalnym oporze i bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Efekt porównywalny z frezami krzyżowymi z żółtym paskiem – czysta, gładka, satynowa powierzchnia bez ostrych krawędzi.

☐ Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu i cyrkonu
- Precyzyjna obróbka tworzyw elastycznych
- Końcowe wykończenie powierzchni protetycznych

☐☐ Nacięcie: spiralne, "diamentowe"

☐☐ Kolor paska: czerwony

☐☐ Kształt: stożkowy z zaokrąglonym końcem

☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm

☐☐ Długość robocza: 14,5 mm

☐☐ Trzpień: 2,35 mm