

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf206-z-diamentowym-spiralnym-nacieciem-czerwony-pasek-p-45.html>



Frez węglkowy VF206 z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	VF206
------------------	--------------

Opis produktu

Frez węglkowy **VF206 walcowy ze zwężającym się czubkiem z "diamentowym" spiralnym nacięciem (czerwony pasek)**.

Idealny do precyzyjnej, delikatnej obróbki metalu i cyrkonu.

Spiralna struktura mikro-nacięć w technologii „diamentowej” zapewnia płynne, kontrolowane cięcie bez zadziorów i nadmiernego oporu.

Efekt jest porównywalny z frezami krzyżowymi z żółtym paskiem — powierzchnia pozostaje czysta, satynowa, bez ostrych krawędzi.

☐ Zastosowanie:

- Wygładzanie metalu i cyrkonu
- Precyzyjna obróbka akrylu i elastycznych tworzyw
- Wykończenie powierzchni protetycznych bez zadziorów

☐☐ Nacięcie: spiralne, "diamentowe"

☐☐ Kolor paska: czerwony

☐☐ Kształt: walcowy ze zwężającym się czubkiem

☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm

☐☐ Długość robocza: 8,0 mm

☐☐ Trzpień: 2,35 mm