

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf207-z-diamentowym-rownoleglym-nacieciem-niebieski-pasek-p-46.html>



Frez węglkowy VF207 z „diamentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF207

Opis produktu

Frez węglkowy **VF207 stożkowy z zaokrąglonym końcem z „diamentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek).**

Przeznaczony do precyzyjnej, kontrolowanej obróbki powierzchni, szczególnie tam, gdzie wymagana jest retencja lub przygotowanie pod klejenie.

Równoległa struktura mikro-nacięć zapewnia mikrochropowatość, korzystną dla dalszych etapów opracowania.

☐ **Zastosowanie:**

- Retencyjna obróbka metalu i cyrkonu
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie
- Mikrotechnika i protetyka wymagająca tekstury

☐☐ **Nacięcie:** „diamentowe”, równoległe

☐☐ **Kolor paska:** niebieski

☐☐ **Kształt:** stożkowy z zaokrąglonym końcem

☐☐ **Średnica robocza:** 4,5 mm

☐☐ **Długość robocza:** 14,5 mm

☐☐ **Trzpień:** 2,35 mm