

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf208-z-diamentowym-rownoleglym-nacieciem-niebieski-pasek-p-47.html>



Frez węglkowy VF208 z „damentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF208

Opis produktu

Frez węglkowy **VF208 walcowy z zaokrąglonym końcem z „damentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek)**.

Zapewnia wysoką kontrolę pracy i delikatną, ale skuteczną obróbkę techniczną. Pozostawia mikrorysy idealne do uzyskania efektu retencji — szczególnie przy obróbce cyrkonu, metalu lub kompozytów.

☐ **Zastosowanie:**

- Przygotowanie powierzchni pod klejenie
- Retencyjna obróbka metalu i cyrkonu
- Mikrotechnika i protetyka wymagająca tekstury

☐☐ **Nacięcie:** „damentowe”, równoległe

☐☐ **Kolor paska:** niebieski

☐☐ **Kształt:** walcowy z zaokrąglonym końcem

☐☐ **Średnica robocza:** 2,3 mm

☐☐ **Długość robocza:** 16,0 mm

☐☐ **Trzpień:** 2,35 mm