

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf210-z-diamentowym-rownoleglym-nacieciem-niebieski-pasek-p-49.html>



Frez węglkowy VF210 z „diamentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF210

Opis produktu

Frez protetyczny **VF210 o stożkowym kształcie z zaokrąglonym końcem i „diamentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek).**

Pozostawia mikroskopijne rowki, słabo widoczne gołym okiem — idealne do zastosowań wymagających retencji i przygotowania powierzchni pod klejenie lub dalsze opracowanie.

☐ **Zastosowanie:**

- Retencyjna obróbka metalu i cyrkonu
- Przygotowanie pod klejenie
- Mikrotechnika protetyczna

☐☐ **Nacięcie:** „diamentowe”, równoległe

☐☐ **Kolor paska:** niebieski

☐☐ **Kształt:** stożkowy z zaokrąglonym końcem

☐☐ **Średnica robocza:** 2,3 mm

☐☐ **Długość robocza:** 14,5 mm

☐☐ **Trzpień:** 2,35 mm