

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-vf211-z-diamentowym-rownoleglym-nacieciem-niebieski-pasek-p-50.html>



Frez węglkowy VF211 z „diamentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	VF211

Opis produktu

Frez protetyczny **VF211 o kształcie walcowym ze zwężającym się czubkiem i „diamentowym” równoległym nacięciem (niebieski pasek).**

Pozwala na delikatną, technicznie skuteczną obróbkę cyrkonu, metalu lub kompozytów z efektem mikrorys — idealnych do dalszego klejenia. Doskonały w sytuacjach, gdzie wymagana jest precyzja i kontrola powierzchni.

☐ **Zastosowanie:**

- Retencyjna obróbka powierzchni
- Przygotowanie pod klejenie
- Mikrotechnika i precyzyjna protetyka

☐☐ **Nacięcie:** „diamentowe”, równoległe

☐☐ **Kolor paska:** niebieski

☐☐ **Kształt:** walcowy ze zwężającym się czubkiem

☐☐ **Średnica robocza:** 2,3 mm

☐☐ **Długość robocza:** 8,0 mm

☐☐ **Trzpień:** 2,35 mm