

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcb13-niebieska-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednio-gruba-dysk-12-mm-p-472.html>



Gumka diamentowa GCB13 (niebieska) do cyrkonu i ceramiki – gradacja średnio-gruba, dysk 12 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCB13

Opis produktu

Gumka diamentowa GCB13 – średnio-gruba gradacja (niebieska) do wygładzania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny dysk **GCB13** posiada ziarno diamentowe zatopione w strukturze spoiwa, co gwarantuje stałą wydajność pracy. Przeznaczony do usuwania rys po wcześniejszych etapach obróbki oraz ujednolicania struktury powierzchni przed polerowaniem średnim.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** zapewnia idealne centrowanie i pracę bez wibracji. Jest to trzeci etap obróbki mechanicznej w systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne wygładzanie tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie rys po gradacji zielonej i narzędziach ściernych
- ✓ Niwelowanie nierówności w ceramice twardej i kompozytach
- ✓ Przygotowanie powierzchni do polerowania wstępnego (czerwona gradacja)

Specyfikacja:

- Gradacja: niebieska (średnio-gruba)
- Kształt: dysk na trzymadełku
- Średnica: 12 mm / Grubość: 2 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym