

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcb22-niebieska-do-cyrkonu-i-ceramiki-typ-sloneczko-srednica-17-mm-gradacja-srednio-gruba-p-476.html>



Gumka diamentowa GCB22 (niebieska) do cyrkonu i ceramiki- typ słoneczko, średnica 17 mm, gradacja średnio-gruba

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCB22

Opis produktu

Gumka diamentowa GCB22 – średnio-gruba gradacja (niebieska) w formie elastycznego słoneczka do tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna polerka **GCB22** posiada elastyczne lamele nasyczone ziarnem diamentowym w całym przekroju. Kształt słoneczka umożliwia skuteczne wygładzanie trudnodostępnych miejsc, takich jak bruzdy na powierzchniach okluzyjnych oraz przestrzenie międzyzębowe, bez naruszania anatomii zęba.

Konstrukcja gumki zapobiega przegrzaniu materiału i zapewnia doskonałe dopasowanie do morfologii uzupełnienia. Jest to kluczowy etap wygładzania powierzchni przed polerowaniem na wysoki połysk.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie bruzd i zagłębień w tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie nierówności w trudnodostępnych miejscach ceramiki
- ✓ Opracowywanie powierzchni okluzyjnych koron i mostów
- ✓ Adaptacja do anatomicznych kształtów uzupełnień

Specyfikacja:

- □ Gradacja: niebieska (średnio-gruba)
- □ Kształt: słoneczko / szczoteczka
- □ Średnica: 17 mm / Grubość: 2.2 mm
- □ Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- □ Skład: elastyczne spoiwo z ziarnem diamentowym