

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcb23-niebieska-do-cyrkonu-i-ceramiki-typ-sloneczko-srednica-26-mm-gradacja-srednio-gruba-p-477.html>



Gumka diamentowa GCB23 (niebieska) do cyrkonu i ceramiki- typ słoneczko, średnica 26 mm, gradacja średnio-gruba

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCB23

Opis produktu

Gumka diamentowa GCB23 – średnio-gruba gradacja (niebieska) w formie elastycznego słoneczka do tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna polerka **GCB23** posiada elastyczne lamele nasyczone ziarnem diamentowym w całym przekroju. Kształt słoneczka umożliwia skuteczne wygładzanie trudnodostępnych miejsc, takich jak bruzdy na powierzchniach okluzyjnych oraz przestrzenie międzyzębowe, bez naruszania anatomii zęba.

Konstrukcja gumki zapobiega przegrzaniu materiału i zapewnia doskonałe dopasowanie do morfologii uzupełnienia. Jest to kluczowy etap wygładzania powierzchni przed polerowaniem na wysoki połysk.

Zastosowanie:

- ✓ Wygładzanie bruzd i zagłębień w tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie nierówności w trudnodostępnych miejscach ceramiki
- ✓ Opracowywanie powierzchni okluzyjnych koron i mostów
- ✓ Adaptacja do anatomicznych kształtów uzupełnień

Specyfikacja:

- Gradacja: niebieska (średnio-gruba)
- Kształt: słoneczko / szczoteczka
- Średnica: 26 mm / Grubość: 2.2 mm
- Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- Skład: elastyczne spoiwo z ziarnem diamentowym