

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcg01-zielona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-gruba-dysk-22-mm-p-460.html>



Gumka diamentowa GCG01 (zielona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja gruba, dysk 22 mm

Numer katalogowy

GCG01

Opis produktu

Gumka diamentowa GCG01 – gruba gradacja (zielona) do wyrównywania powierzchni tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny dysk **GCG01** zawiera ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co zapewnia stałe właściwości ściernie. Przeznaczony do usuwania rys po obróbce zgrubnej oraz sprawnego niwelowania nierówności materiału przy zachowaniu kontroli nad kształtem uzupełnienia.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje stabilną pracę bez bicia. Jest to drugi etap obróbki mechanicznej, przygotowujący powierzchnię do wygładzania.

Zastosowanie:

- ✓ Wyrównywanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie śladów po narzędziach rotacyjnych i gradacji czarnej
- ✓ Korekta drobnych detali w ceramice twardej
- ✓ Wstępne wygładzanie konstrukcji protetycznych

Specyfikacja:

- □ Gradacja: zielona (gruba)
- □ Kształt: dysk na trzymadełku
- □ Średnica: 22 mm / Grubość: 3 mm
- □ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- □ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym